

# Carbonate Device Loading Order

<i>Sequence Table</i>		<i>PI/Account#</i>		
Line #	Port	One Column Sample ID (core)	Two columns Sample ID (depth)	Two columns Sample ID (species)
1	rr	<b>A2</b>	<b>Belemnite</b>	
2		<b>B2</b>		
<b>3</b>		A3		
4		B3		
5		A4		
6	rr	B4		
7		A5		
8		B5		
9		A6		
10		B6		
11		A7		
12		B7		
13	rr	A8		
14		B8		
15		A9		
16		B9		
17		A10		
18		B10		
19		A11		
20	rr	B11		
21		A12		
<b>22</b>		B12		
23		<b>A13</b>	<b>NBS19 or carrara</b>	
24		<b>B13</b>		
<b>25</b>		A14		
26		B14		
27	rr	A15		
28		B15		
29		A16		
30		B16		
31		A17		
32		B17		
33		A18		
34	rr	B18		
35		A19		
36		B19		
37		A20		
38		B20		
39		A21		
40		B21		
41	rr	A22		
42		B22		
43		A23		
<b>44</b>		B23		
45		<b>A24</b>	<b>atlantisII</b>	
46		<b>B24</b>		